


Pab Di Coniglio Anti-Fosfo-Egfr-Y1172 Per Wb, Elisa - P00533

Numero articolo: CM0001853



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico che riconosce Y1172 dell'EGFR umano (134 kDa). Validato per WB e ELISA. Ideale per lo studio della segnalazione di EGFR nel cancro e nelle risposte cellulari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb di coniglio Fosfo-EGFR-Y1172
Note/Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Fosfo-EGFR-Y1172
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	1956
ID gene	1956
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide fosfo-specifico corrispondente alle regioni intorno alla Y1172 dell'EGFR umano
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P00533
Peso proteico	134kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio