

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Egfr-Y1173 Per Wb, Elisa - P00533

Numero articolo: CM0001089



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-Fosfo-EGFR-Y1173 validato per Western blot e ELISA. Rileva l'EGFR umano fosforilato alla tirosina 1173, un recettore chinasi tirosinico chiave coinvolto nella segnalazione cellulare e nel cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-EGFR-Y1173 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Fosfo-EGFR-Y1173
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1956
GeneID	1956
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide specifico fosfo corrispondente ai residui circostanti Y1173 dell'EGFR umano
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P00533
Peso proteico	134kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio