

Anticorpo Monoclonale Anti-Fosfo-Egfr-Y845 Per Wb, If/Icc, Elisa - P00533

Numero articolo: CM0001238



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio specifico per EGFR fosforilato in tirosina 845. Validato per WB, IF/ICC ed ELISA; ideale per studiare le vie di segnalazione di EGFR nella ricerca oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio Fosfo-EGFR-Y845
Note/Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1956
GeneID	1956
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico fosforilato intorno a Y845 dell'EGFR umano (NP_005219.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P00533
Peso Proteico	134kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio