

Anticorpo Monoclonale Anti-Fosfo-Eif2A-S51 Per Wb, Elisa - P05198

Numero articolo: CM0001487



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio specifico per la serina 51 fosforilata dell'eIF2 α umano (EIF2S1). Validato per applicazioni WB ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per investigare la risposta allo stress integrata e la regolazione della traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-eIF2 α -S51 mAb di Coniglio
Osservazioni/Alias	EIF2; EIF-2; EIF2A; EIF-2A; EIF-2alpha; Fosfo-eIF2 α -S51
Specie	Umano
GeneID	1965
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P05198
Peso Proteico	36 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio