


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Eif2A (S51) Per Wb, Ip, Elisa - P05198

Numero articolo: CM0001600



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che rileva eIF2 α (Ser51) fosforilato endogeno in uomo, topo e ratto. Validato per WB, IP, ELISA. Ideale per studi sulla risposta allo stress integrata e sulla traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-eIF2 α -S51 Rabbit pAb
Note/Alias	EIF2; EIF-2; EIF2A; EIF-2A; EIF-2alpha; Phospho-eIF2 α -S51
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	1965
GeneID	1965
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide fosforilato sintetico intorno alla S51 della eIF2 α umana (NP_004085.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P05198
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio