


Anticorpo Policlonale Anti-Fosfo-Eif4B-S422 Per Wb, Elisa - P23588

Numero articolo: CM0000632



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio fosfo-specifico contro l'EIF4B umano fosforilato a S422. Validato per Western blot e ELISA, riconosce solo l'EIF4B umano, con un peso molecolare previsto di 69 kDa. Ideale per studi sull'inizio della traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-EIF4B-S422 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	EIF-4B; PRO1843; Fosfo-EIF4B-S422
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1975
ID Gene	1975
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide fosforilato sintetico attorno a S422 dell'EIF4B umano (NP_001408.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P23588
Peso proteico	69kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio