

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Eif4E-S209 Per Wb, Elisa - P06730

Numero articolo: CM0001016



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio fosfo-specifico mirato contro eIF4E (S209) per Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo e ratto; rileva il fattore di iniziazione della traduzione eucariotica 4E di ~25 kDa, una proteina chiave di legame del cap.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-eIF4E-S209 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	CBP; EIF4F; AUTS19; EIF4E1; eIF-4E; EIF4EL1; Phospho-eIF4E-S209
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	1977
GeneID	1977
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide fosfo-specifico corrispondente ai residui intorno alla S209 della proteina umana Phospho-eIF4E-S209 (NP_001959.1)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Ratto
SWISS	P06730
Peso proteico	25 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio