


Anticorpo Policlonale Anti-Fosfo-Eif4Ebp1-T36 Per Wb, Elisa - Q13541

Numero articolo: CM0001342



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio fosfo-specifico contro eIF4EBP1 Thr36, validato per WB ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per lo studio della regolazione della traduzione e della segnalazione mTOR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-eIF4EBP1-T36 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; Fosfo-eIF4EBP1-T36
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1978
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide fosforilato sintetico attorno a T36 di eIF4EBP1 umano (NP_004086.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q13541
Peso proteico	13kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio