

Anticorpo Policlonale Anti-Fosfo-Eif4Ebp1-T70 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q13541

Numero articolo: CM0000495



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit fosfo-specifico contro eIF4EBP1 (Thr70). Validato per WB, IHC-P, ELISA con reattività per uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio dell'iniziazione della traduzione, la segnalazione di mTORC1 e le vie insuliniche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fosfo-eIF4EBP1-T70 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; Fosfo-eIF4EBP1-T70
Specie	Uomo
ID Gene Umano	1978
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico intorno al T70 del Fosfo-eIF4EBP1-T70 umano (NP_004086.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q13541
Peso Proteico	13kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio