


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Eif4Ebp1 (T70) Per Wb, Elisa - Q13541

Numero articolo: CM0001903



introduzione

Rilevazione specifica di eIF4EBP1 fosforilato alla posizione Thr70 con questo anticorpo monoclonale di coniglio. Validato per WB e ELISA, reagisce in modo crociato con esseri umani e topo. Ideale per studi di segnalazione mTOR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-eIF4EBP1-T70 mAb di coniglio
Note/Alias	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; Phospho-eIF4EBP1-T70
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	1978
ID gene	1978
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico fosforilato intorno alla posizione T70 della proteina eIF4EBP1 umana (NP_004086.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q13541
Peso proteico	13kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio