

Anticorpo Policlonale Anti-Fosfo-Enos-S1177 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P29474

Numero articolo: CM0000673



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro eNOS umano fosforilato alla Ser1177. Adatto per WB, IHC-P e ELISA, rileva eNOS umano e di topo. eNOS produce ossido nitrico, fondamentale per la vasodilatazione e l'angiogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-eNOS-S1177 Rabbit pAb
Note/Alias	eNOS; ECNOS; Phospho-eNOS-S1177
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	4846
ID gene	4846
Immunogeno	Peptide sintetico: Peptide sintetico fosforilato intorno alla posizione S1177 di eNOS umano (NP_000594.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	P29474
Peso proteico	133kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio