

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Enos (S1177) Per Wb, Elisa - P29474

Numero articolo: CM0001962



introduzione

Specifico per il residuo fosforilato Ser1177 della eNOS umana, questo anticorpo monoclonale di coniglio è validato per Western blot e ELISA, e supporta la ricerca sulla funzione endoteliale e le malattie cardiovascolari. SWISS P29474.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-eNOS-S1177 Rabbit mAb
Note/Alias	eNOS; ECNOS; Phospho-eNOS-S1177
Specie	Umana
GenelD (Umana)	4846
GenelD	4846
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide fosforilato sintetico corrispondente alla regione S1177 della eNOS umana (NP_000594.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P29474
Peso proteico	133 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio