


Anticorpo Monoclonale Anti-Fosfo-ErbB3/Her3-Y1222 Per Wb, Elisa - P21860

Numero articolo: CM0001760



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro Fosfo-ErbB3/HER3-Y1222 convalidato per WB e ELISA, reattivo contro l'ErbB3 umano. Mirato alla fosforilazione in Y1222, ideale per la rilevazione fosfo-specifica negli studi sulla segnalazione di HER3.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-ErbB3/HER3-Y1222 Rabbit mAb
Note/Alias	HER3; FERLK; LCCS2; VSCN1; ErbB-3; c-erbB3; erbB3-S; MDA-BF-1; c-erbB-3; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3; Fosfo-ErbB3/HER3-Y1222
Specie	Umana
GeneID (umana)	2065
GeneID	2065
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide fosforilato sintetico corrispondente alla regione Y1222 della proteina ERBB3 umana (P21860).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P21860
Peso proteico	148kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio