

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fosfo-ErbB3/Her3-Y1289 Per Wb, Elisa - P21860

Numero articolo: CM0001055



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio fosfo-specifico contro ErbB3 (HER3) Y1289, validato per WB e ELISA. Rileva l'ErbB3 umano fosforilato sulla tirosina 1289, adatto per lo studio della segnalazione dei recettori tirosina chinasi nella ricerca oncologica e epiteliale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fosfo-ErbB3/HER3-Y1289 Rabbit mAb
Note/Alias	HER3; FERLK; LCCS2; VSCN1; ErbB-3; c-erbB3; erbB3-S; MDA-BF-1; c-erbB-3; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3; Phospho-ErbB3/HER3-Y1289
Specie	Uomo
GeneID	2065
Immunogeno	Peptide fosforilato sintetico corrispondente alla regione Y1289 dell'ErbB3 umano
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	P21860
Peso proteico	148kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio