

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-ErbB3/Her3-Y1328 Per Wb, If/Icc, Elisa - P21860

Numero articolo: CM0001355



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio fosfo-specifico che bersaglia ErbB3/HER3 fosforilato in Y1328, validato per WB, IF/ICC e ELISA in uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca in oncologia e biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fosfo-ErbB3/HER3-Y1328 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	HER3; FERLK; LCCS2; VSCN1; ErbB-3; c-erbB3; erbB3-S; MDA-BF-1; c-erbB-3; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3; Phospho-ErbB3/HER3-Y1328
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	2065
ID gene	2065
Immunogeno	Peptido fosforilato sintetico corrispondente alla regione intorno alla tirosina 1328 di ERBB3 umano (NP_001973.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P21860
Peso proteico	148kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio