


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Fosfo-ErbB4/Her4-Y1284 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q15303

Numero articolo: CM0001819



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio fosfo-specifico contro ErbB4/HER4 fosforilato alla tirosina 1284. Validato per WB, IF/ICC ed ELISA su campioni umani; ideale per lo studio delle vie di segnalazione mediate da ErbB4.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-ErbB4/HER4-Y1284 mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	HER4; ALS19; p180erbB4
Specie	Umano
Gene ID	2066
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide fosforilato sintetico attorno a Y1284 di ErbB4/HER4 umano (NP_005226.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q15303
Peso Proteico	147 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio