

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Fosfo-Erk1 (T202) + Erk2 (T185) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P28482 / P27361

Numero articolo: CM0001133



introduzione

Questo anticorpo monoclonale coniglio fosfo-specifico rileva ERK1 fosforilata a T202 ed ERK2 a T185. Validato per WB, IHC-P ed ELISA su umano, topo e ratto. Ideale per studi sulla via di segnalazione MAPK/ERK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-ERK1-T202 + ERK2-T185 mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; H3/A; H3FA; ERK1 / ERK2; Fosfo-ERK1-T202 + ERK2-T185
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5594/5595
Gene ID	5594/5595
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide fosforilato sintetico attorno a T202 di ERK1 umana (P27361).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P28482/P27361
Peso Proteico	42,44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio