


Anti-Fosfo-Erk1-T202/Y204 + Erk2-T185/Y187 Coniglio Pab Per Wb, If, Elisa - P28482 / P27361

Numero articolo: CM0001108



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-Fosfo-ERK1 (T202/Y204) + ERK2 (T185/Y187) per WB, IF/ICC, ELISA. Reattività con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione MAPK/ERK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome Prodotto	Fosfo-ERK1-T202/Y204 + ERK2-T185/Y187 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	MAPK1/MAPK3; Fosfo-ERK1-T202/Y204 + ERK2-T185/Y187
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5594/5595
ID Gene	5594/5595
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P28482/P27361
Peso Proteico	36kDa/41kDa/38kDa/40kDa/43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio