


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Esr α -S118 Per Wb, If/Icc, Elisa - P03372

Numero articolo: CM0000770



introduzione

L'anticorpo policlonale coniglio Phospho-ESR α -S118 rileva il recettore alfa degli estrogeni fosforilato (Ser118) in campioni umani.

Applicazioni: WB, IF/ICC, ELISA. Peso molecolare: 66kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-ESR α -S118 Rabbit pAb
Note/Alias	ER; ESR; Era; ESRA; ESTRR; NR3A1; Phospho-ESR α -S118
Specie	Umana
GeneID (umano)	2099
GeneID	2099
Immunogeno	Peptide sintetico (Peptide fosforilato sintetico attorno alla S118 del recettore alfa degli estrogeni umano (ESR1) (NP_000116.2).)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P03372
Peso proteico	66kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio