


## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Phospho-Fak-Y576/Y577 Per Wb, Elisa - Q05397

Numero articolo: CM0001390



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio fosfo-specifico che rileva FAK fosforilato in Y576 e Y577. Validato per Western blotting ed ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Essenziale per la ricerca sui segnali delle adesioni focali, sulla migrazione cellulare e sulla biologia del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del Prodotto   | Anticorpo monoclonale di coniglio Phospho-FAK-Y576/Y577                            |
| Note/Alias          | FAK; FADK; FAK1; FRNK; FADK 1; PPP1R71; p125FAK; pp125FAK                          |
| Specie              | Umano                                                                              |
| ID Gene (Umano)     | 5747                                                                               |
| ID Gene             | 5747                                                                               |
| Immunogeno          | Un peptide sintetico fosforilato intorno a Y576 & Y577 di FAK umano (NP_722560.1). |
| Sorgente            | Coniglio                                                                           |
| Categoria           | Anticorpi Fosforilati                                                              |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                          |
| Reattività Crociata | Topo                                                                               |
| SWISS               | Q05397                                                                             |
| Peso Proteico       | 119kDa                                                                             |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                              |