


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Phospho-Fak-Y925 Per Wb, Elisa - Q05397

Numero articolo: CM0001512



introduzione

pAb di coniglio fosfo-specifico diretto contro FAK (Y925). Validato per campioni umani in WB ed ELISA. Rileva la chinasi dell'adesione focale 1 fosforilata alla tirosina 925, essenziale per la ricerca su migrazione cellulare, adesione e segnalazione integrina. SWISS: Q05397.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	pAb di Coniglio Phospho-FAK-Y925
Note/Alias	FAK; FADK; FAK1; FRNK; FADK 1; PPP1R71; p125FAK; pp125FAK; Phospho-FAK-Y925
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5747
ID Gene	5747
Immunogeno	Peptide sintetico, Un peptide sintetico fosforilato intorno a Y925 di FAK umano (NP_722560.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q05397
Peso Proteico	119kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio