

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Fosfo-Fgfr1 (Y653/Y654) Per Wb, Elisa - P11362

Numero articolo: CM0001065



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit specifico per FGFR1 fosforilato (Tyr653/Tyr654). Verificato per Western blot e ELISA in campioni umani e di topo. Ideale per lo studio della segnalazione FGFR nello sviluppo e nel cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-FGFR1-Y653/Y654 Rabbit pAb
Note/Alias	CEK; FLG; HH2; OGD; ECCL; FLT2; KAL2; BFGFR; CD331; FGFBR; FLT-2; HBGFR; N-SAM; FGFR-1; HRTFDS; bFGF-R-1; Fosfo-FGFR1-Y653/Y654
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2260
GeneID	2260
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide fosforilato sintetico intorno a Y653 & Y654 del Fosfo-FGFR1-Y653/Y654 umano (NP_075598.2).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	P11362
Peso Proteico	92kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio