

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Flt3-Y589/591 Per Wb, Elisa - P36888

Numero articolo: CM0001666



introduzione

L'anticorpo policlonale coniglio anti-Fosfo-FLT3-Y589/591 rileva specificamente la fosforilazione nelle posizioni Y589/591 del recettore tirosin-chinasico umano FLT3. Adatto per Western blot e ELISA, supporta la ricerca sulla segnalazione ematopoietica e la leucemia mieloide acuta.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-FLT3-Y589/591 Rabbit pAb
Note/Alias	FLK2; STK1; CD135; FLK-2; Fosfo-FLT3-Y589/591
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	2322
ID gene	2322
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide fosforilato sintetico corrispondente alla regione di Y589 e Y591 di FLT3 umano (NP_004110.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P36888
Peso proteico	113kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio