

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Foxo1-T24/Foxo3A-T32/Foxo4-T28 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q12778 / O43524 / P98177

Numero articolo: CM0001794



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico che riconosce FOXO1 (T24), FOXO3A (T32) e FOXO4 (T28). Ideale per studiare la segnalazione insulinica, l'apoptosi e la regolazione metabolica in campioni umani, di topo e di ratto tramite WB, IHC-P ed ELISA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-Fosfo-FOXO1-T24/FOXO3A-T32/FOXO4-T28
Note/Alias	FoxO1/FoxO3a/FoxO4; Fosfo-FOXO1-T24/FOXO3A-T32/FOXO4-T28
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2308/2309/4303
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide fosforilato sintetico intorno a T24 di FOXO1/FOXO3A/FOXO4 umano (FOXO1 NP_002006.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q12778/O43524/P98177
Spedizione	Borsa del ghiaccio