

Anticorpo Policlonale Anti-Fosfo-Foxo3A (Ser294) Per Wb, Elisa - O43524

Numero articolo: CM0001537



introduzione

Il pAb di coniglio Fosfo-FOXO3A (Ser294) rileva la FOXO3A umana, murina e ratto fosforilata a S294. Adatto per WB e ELISA. Ideale per lo studio dell'apoptosi, dell'autofagia e della regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-FOXO3A-S294 pAb di coniglio
Osservazioni/Alias	FOXO2; AF6q21; FKHL1; FOXO3A; FKHL1P2; Fosfo-FOXO3A-S294
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2309
ID Gene	2309
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a S294 della FOXO3A umana (NP_001446.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	O43524
Peso Proteico	71kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio