

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Fyn-S21 Per Wb, Elisa - P06241

Numero articolo: CM0001023



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che lega Fosfo-Fyn-S21 (umano, 61 kDa) per WB e ELISA. Ideale per studiare il ruolo della chinasi Fyn nell'adesione cellulare, nella risposta immunitaria e nella segnalazione neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifica	Dettagli
Nome prodotto	Fosfo-Fyn-S21 Rabbit pAb
Note/Alias	SLK; SYN; p59-FYN; Phospho-Fyn-S21
Specie	Umana
ID Gene (Uomo)	2534
ID Gene	2534
Immunogeno	Peptide fosforilato sintetico intorno alla S21 della Fosfo-Fyn-S21 umana (NP_002028.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P06241
Peso proteico	61 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio