


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Gab1 (Y307) Per Wb, Elisa - Q13480

Numero articolo: CM0000762



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce la Y307 fosforilata di GAB1 umano, adatto per WB ed ELISA. Rileva GAB1 di topo (peso molecolare previsto 77 kDa). Ideale per lo studio della segnalazione di EGFR, recettore dell'insulina e MET/HGF.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Fosfo-GAB1-Y307
Note/Alias	DFNB26; Fosfo-GAB1-Y307
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2549
ID Gene	2549
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato intorno a Y307 di GAB1 umano (NP_002030.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q13480
Peso Proteico	77kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio