


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Gcn2 (T899) Per Wb, Elisa - Q9P2K8

Numero articolo: CM0001994



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Fosfo-GCN2-T899 convalidato per Western blotting e ELISA. Rileva la GCN2 umana fosforilata nella treonina 899. Ideale per la ricerca sulla risposta integrata allo stress e la deplezione aminoacidica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fosfo-GCN2-T899 Rabbit pAb
Annotazioni/alias	GCN2; PVOD2; Fosfo-GCN2-T899
Specie	Umana
GeneID (umana)	440275
GeneID	440275
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico fosforilato corrispondente alla regione T899 della Fosfo-GCN2-T899 umana.
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q9P2K8
Peso proteico	187kDa
Spedizione	Ghiaccio