


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-GluR1/Gria1-S849 Per Wb, Elisa - P42261

Numero articolo: CM0001138



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato alla Serina 849 fosforilata di GluR1/GRIA1 umano. Adatto per Western blot e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Uno strumento essenziale per lo studio della segnalazione dei recettori del glutammato nelle neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fosfo-GluR1/GRIA1-S849 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	GLUH1; GLUR1; GLURA; GluA1; HBGR1; MRD67; MRT76; Fosfo-GluR1/GRIA1-S849
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	2890
Gene ID	2890
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide specifico per la fosforilazione corrispondente ai residui circostanti S849 di GluR1/GRIA1 umano
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P42261
Peso proteico	102kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio