


## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Gsk3A (S21) - P49840

Numero articolo: CM0000607



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità che riconosce GSK3α fosforilata in Ser21 (Umano) per WB, IP, ELISA. Ideale per studiare la segnalazione Wnt, la resistenza all'insulina, l'apoptosi e la malattia di Alzheimer. Reattività crociata con l'uomo.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro                | Valore                                                                                         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto            | Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-Fosfo-GSK3α-S21                                         |
| Note/Alias               | GSK3 alfa; GSK3A; Fosfo-GSK3α-S21                                                              |
| Specie                   | Umano                                                                                          |
| GeneID (Umano)           | 2931                                                                                           |
| GeneID                   | 2931                                                                                           |
| Immunogeno               | Peptide sintetico Un peptide sintetico fosforilato intorno a S21 di GSK3α umana (NP_063937.2). |
| Sorgente                 | Coniglio                                                                                       |
| Categoria                | Anticorpi Fosforilati                                                                          |
| Applicazione             | WB, IP, ELISA                                                                                  |
| Reattività Crociata      | Umano                                                                                          |
| SWISS                    | P49840                                                                                         |
| Peso Molecolare Proteico | 51kDa                                                                                          |
| Spedizione               | Sacchetto di ghiaccio                                                                          |