


## Anticorpo Monoclonale Anti-Fosfo-Gsk3B-S9 Per Wb, Elisa - P49841

Numero articolo: CM0001502



### introduzione

Anticorpo Monoclonale Mouse di alta qualità contro Fosfo-GSK3 $\beta$ -S9 convalidato per WB ed ELISA. Rileva la GSK3 $\beta$  umana, murina e ratto fosforilata a Ser9. Ideale per lo studio della segnalazione Wnt, del metabolismo del glucosio e della neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | Fosfo-GSK3 $\beta$ -S9 mAb Mouse                                                                                               |
| Osservazioni/Alias  | GSK3B; gsk-3 $\beta$ ; Fosfo-GSK3 $\beta$ -S9                                                                                  |
| Specie              | Umano                                                                                                                          |
| ID Gene (Umano)     | 2932                                                                                                                           |
| ID Gene             | 2932                                                                                                                           |
| Immunogeno          | Peptide Sintetico Un peptide specifico per la fosforilazione corrispondente ai residui circostanti S9 della GSK3 $\beta$ umana |
| Fonte               | Mouse                                                                                                                          |
| Categoria           | Anticorpi Fosforilati                                                                                                          |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Reattività Crociata | Umano, Mouse, Ratto                                                                                                            |
| SWISS               | P49841                                                                                                                         |
| Peso Proteico       | 47kDa                                                                                                                          |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                             |