


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Gys1-S641 Per Wb, Elisa - P13807

Numero articolo: CM0001840



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio mirato a GYS1 fosforilato su Ser641, convalidato per Western blot (WB) ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per lo studio della sintesi del glicogeno e della regolazione metabolica. Rilevata banda a ~84 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fosfo-GYS1-S641 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	GSY; GYS; Fosfo-GYS1-S641
Specie	Umano
GeneID (umano)	2997
GeneID	2997
Immunogeno	Peptide sintetico fosforilato attorno a S641 del Glicogeno sintasi 1 umano (GYS1) (NP_002094.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P13807
Peso proteico	84kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio