


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Hdac2 (S394) Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q92769

Numero articolo: CM0001190



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico che riconosce HDAC2 in Ser394, validato per applicazioni di WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con campioni umani, di topo e di ratto, ideale per studi di regolazione epigenetica e trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Fosfo-HDAC2-S394
Note/Alias	HD2; RPD3; YAF1; KDAC2; Fosfo-HDAC2-S394
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3066
ID Gene	3066
Immunogeno	Peptide sintetico; un peptide fosfo-specifico corrispondente alle sequenze circostanti S394 di HDAC2 umano
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q92769
Peso Proteico	55kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio