

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Hdac4-S246 + Hdac5-S259 + Hdac9-S220 - P56524 / Q9Uql6 / Q9Ukv0

Numero articolo: CM0001682



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro HDAC4 fosforilato (S246), HDAC5 (S259) e HDAC9 (S220). Adatto per WB, IHC-P, ELISA su campioni umani, di topo e ratto. Regolatore della cromatina e reprime trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fosfo-HDAC4-S246 + HDAC5-S259 + HDAC9-S220 mAb di coniglio
Annotazioni/Alias	HDAC4/HDAC5/HDAC9; Fosfo-HDAC4-S246 + HDAC5-S259 + HDAC9-S220
Specie	Umana
GeneID (Umana)	9759/10014/9734
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P56524/Q9UQL6/Q9UKV0
Peso proteico	57-65 kDa/97-122 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio