

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Her2/ErbB2 (Y1221/1222) Per Wb, Elisa - P04626

Numero articolo: CM0000825



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico che rileva HER2/ErbB2 fosforilato in Y1221/1222. Validato per applicazioni di Western blot (WB) e ELISA su campioni umani. Ideale per la ricerca in oncologia e nella segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio Fosfo-HER2/ErbB2-Y1221/1222
Note/Alias	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2); Fosfo-HER2/ErbB2-Y1221/1222
Specie	Umano
GeneID (umano)	2064
GeneID	2064
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico fosforilato intorno a Y1221 & Y1222 di HER2/ERBB2 umano (NP_004439.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P04626
Peso Proteico	138kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio