

Anticorpo Monoclonale Anti-Fosfo-Histone H1.3-T17/Histone H1.4-T17 Per Wb, Elisa - P16402 / P10412

Numero articolo: CM0001370



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio specifico per la T17 fosforilata di Istona H1.3 e H1.4. Validato per WB e ELISA in campioni umani, di topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla cromatina e gli studi sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-Istona H1.3-T17/Histone H1.4-T17 Rabbit mAb
Annotazioni/Altri nomi	H1.3; H1D; H1F3; H1s-2; Fosfo-Istona H1.3-T17/Istona H1.4-T17
Specie	Umana
GeneID	3007/3008
Immunogeno	Peptide Sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P16402 / P10412
Peso Proteico	30 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio