

Anti-Phospho-Histone H2A-S129 Coniglio Pab - P04911

Numero articolo: CM0000860



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la Ser129 fosforilata dell'Istone H2A, validato per IHC-P ed ELISA con reattività crociata umana/di ratto. Utile per la ricerca sulla riparazione del DNA, sulla cromatina e sul codice istonico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Phospho-Histone H2A-S129 Coniglio pAb
Note/Alias	H2A1, SPT11, Phospho-Histone H2A-S129
Specie	Umano
GeneID (Umano)	H2A
GeneID	851811
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide fosforilato sintetico attorno alla S129 dell'Istone H2A di Saccharomyces cerevisiae (NP_010511.3?)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Ratto
SWISS	P04911
Peso Proteico	14kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio