


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Fosfo-Istona H2Ax-S139 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16104

Numero articolo: CM0001445



introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio Fosfo-Istona H2AX-S139 validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto; 15 kDa. Per l'analisi della via dei danni al DNA e della riparazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-Istona H2AX-S139 mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	H2A.X; H2A/X; H2AFX; Fosfo-Istona H2AX-S139
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	H2A
ID Gene	3014
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P16104
Peso Proteico	15 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio