


Anticorpo Policlonale Anti-Fosfo-Histone H3-S10 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16695 / P68431

Numero articolo: CM0001830



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Fosfo-Histone H3-S10 validato per Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Rileva uomo, topo, ratto e altre specie. Ideale per lo studio della segnalazione mitotica e la ricerca sul codice istonico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fosfo-Histone H3-S10 Rabbit pAb
Note/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Fosfo-Histone H3-S10
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	H3
ID gene	8290/8350
Immunogeno	Pepetide sintetico: Pepetide sintetico fosforilato intorno alla posizione S10 dell'istone H3 umano (NP_003484.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto, Altre (ampia gamma prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio