


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Istone H3-S28 Per Wb, Ip, Elisa - Q16695 / P68431

Numero articolo: CM0001278



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio fosfo-specifico che riconosce l'Istone H3 fosforilato in Serina 28. Validato per Western blot, immunoprecipitazione ed ELISA; reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca in epigenetica e sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio Fosfo-Istone H3-S28
Note/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Fosfo-Istone H3-S28
Specie	Umano
GeneID (umano)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico fosforilato intorno alla S28 dell'Istone H3 umano.
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto, Altro (ampio spettro previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso molecolare proteina	15 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio