


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Fosfo-Istona H3-T11 Per Wb - Q16695 / P68431

Numero articolo: CM0001734



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio contro Fosfo-Istona H3-T11 validato per WB, IF, IHC, ChIP ed ELISA. Riconosce l'Istona H3 fosforilata alla Thr11 di uomo, topo e ratto, un marcatore epigenetico chiave. Ideale per la ricerca sulla cromatina e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio contro Fosfo-Istona H3-T11
Note / Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A;
Specie	Uomo
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico fosforilato intorno alla T11 dell'Istona H3 umana (NP_003520.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ChIP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio