


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Istona H3-T6 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16695 / P68431

Numero articolo: CM0000928



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-Fosfo-Istona H3-T6 convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto e ampia gamma prevista. Adatto per la ricerca epigenetica sulla cromatina e sulle modifiche delle istone.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-Istona H3-T6 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Fosfo-Istona H3-T6
Specie	Umano
GeneID (Umano)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide fosforilato sintetico attorno a T6 di umano (NP_003520.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampia gamma prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio