


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Fosfo-Istona H3.3 (Ser31) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P84243

Numero articolo: CM0000586



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che rileva l'Istona H3.3 fosforilata a Ser31. Adatto per WB, IHC-P, ELISA su umano, topo, ratto e altre specie. Supporta la ricerca epigenetica e sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-Istona H3.3-S31 mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	H3-3A; H3.3B; H3F3B; BRYLIB2; Fosfo-Istona H3.3-S31
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3021
ID Gene	3020
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico fosforilato attorno a S31 dell'istona H3.3 umana (P84243).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampio Spettro Previsto)
SWISS	P84243
Peso Proteico	15kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio