


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Fosfo-Istona H3.3-T3 Per Wb, Elisa - Q16695 / P68431

Numero articolo: CM0001484



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che rileva la Treonina 3 fosforilata dell'istona H3.3 (UniProt P84243), validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo, ratto e altre specie. Ideale per la ricerca epigenetica e gli studi sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fosfo-Istona H3.3-T3 mAb di coniglio
Note/Alias	H3F3; H3-3B; H3.3A; H3F3A; BRYLIB1; Fosfo-Istona H3.3-T3
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide fosforilato sintetico intorno alla T3 dell'Istona H3 umana (P84243)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto, Altre (previsione di ampio spettro)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio