

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Hp1 Gamma/Cbx3-S83 Per Wb, Elisa - Q13185

Numero articolo: CM0000416



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Fosfo-HP1 gamma/CBX3-S83 convalidato per Western blot e ELISA. Rileva la CBX3 fosforilata endogena in campioni umani e murini. Ideale per studi sulla cromatina e l'epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fosfo-HP1 gamma/CBX3-S83 Rabbit pAb
Note/Alias	HECH; HP1-GAMMA; HP1Hs-gamma; Fosfo-HP1 gamma/CBX3-S83
Specie	Umana
ID genico	11335
Immunogeno	Peptide sintetico fosforilato intorno alla S83 di HP1 gamma/CBX3 umano (NP_009207.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Murina
SWISS	Q13185
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio