


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Hsf1-S307 Per Wb, Elisa - Q00613

Numero articolo: CM0000729



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico che riconosce HSF1 in Ser307. Validato per WB ed ELISA, reagisce con HSF1 umano. Ideale per lo studio della risposta da shock termico e delle vie di segnalazione dello stress.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Fosfo-HSF1-S307
Note/Alias	HSTF1; Fosfo-HSF1-S307
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3297
ID Gene	3297
Immunogeno	Peptide sintetico fosforilato intorno a S307 di HSF1 umano.
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q00613
Peso Proteico	57kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio