


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Hsl-S563 Per Wb, Elisa - Q05469

Numero articolo: CM0000785



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Fosfo-HSL-S563 per WB ed ELISA. Rileva la HSL fosforilata (Ser563) in campioni umani, murini e di ratto. Ideale per lo studio della lipolisi, dell'attivazione della lipasi sensibile agli ormoni e dei disturbi metabolici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-HSL-S563 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	HSL; LHS; REH; AOMS4; FPLD6; Fosfo-HSL-S563
Specie	Umano
GeneID (umano)	3991
GeneID	3991
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico fosforilato attorno alla S563 della HSL di ratto (XP_006228456.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q05469
Peso proteico	117kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio