


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Hsl-S660 - Q05469

Numero articolo: CM0000862



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio fosfo-specifico che targeting HSL fosforilata a Ser660. Validato per WB e ELISA; reagisce con umano e topo. Rileva la lipasi sensibile agli ormoni coinvolta nel metabolismo lipidico e nell'omeostasi energetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fosfo-HSL-S660 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	HSL; LHS; REH; AOMS4; FPLD6; Fosfo-HSL-S660
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3991
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide fosforilato sintetico attorno a S660 di LIPE umano (NP_005348.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q05469
Peso Proteico	117kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio