


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Fosfo-Hsl-S853 Per Wb - Q05469

Numero articolo: CM0000652



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio fosfo-specifico rivolto a HSL fosforilato alla serina 853. Convalidato per Western blot ed ELISA, con reattività crociata con il topo. Essenziale per lo studio della lipolisi e delle vie di segnalazione metabolica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio Fosfo-HSL-S853
Annotazioni/Alias	HSL; LHS; REH; AOMS4; FPLD6; Phospho-HSL-S853
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3991
GeneID	3991
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico fosforilato corrispondente alla regione S853 della HSL umana (Q05469).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q05469
Peso proteico	117kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio