


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Hsl (Ser660) Per Wb - Q05469

Numero articolo: CM0000814



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-Fosfo-HSL (Ser660) validato per Western blot. Rileva la fosforilazione dell'ormone-sensibile lipasi in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo lipidico, obesità e diabete.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio anti-Fosfo-HSL-S660
Note/Alias	HSL; LHS; REH; AOMS4; FPLD6; Fosfo-HSL-S660
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3991
GeneID	3991
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetizzato derivato da HSL umano (Fosfo-Ser660)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q05469
Peso Proteico	117kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio